

## Installation unter Windows XP / Vista / 7

Es gibt verschiedene Arten der Installation. Wählen Sie die folgende aus:


### Wartungsinstallation auf einem Einzelplatz-PC:

Diese Installationsart ist die richtige, wenn Sie das Programm updaten möchten. Ihre Daten werden bei dieser Installationsart nicht „angefasst“.


Schließen Sie alle Programme, bevor Sie mit der Installation beginnen. Außerdem müssen Sie über Administratorrechte verfügen, um die Installation durchführen zu können.

Doppelklicken Sie die von unserer Internetseite heruntergeladene Datei „**SetupMedidat12.exe**“. Der Installationsvorgang beginnt jetzt.

Zunächst sehen Sie den „Willkommen-Bildschirm“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.



Danach erscheint der Bildschirm „Installations-Art“. Klicken Sie auf **Wartungsinstallation** und danach auf die Schaltfläche „Weiter“. Achten Sie darauf, dass sich der grüne Punkt auch wirklich im Kreis vor „Wartungsinstallation“ befindet.



Übernehmen Sie im folgenden die Vorgaben und klicken Sie jeweils auf die Schaltfläche „Weiter“.

Schließlich klicken Sie zu guter Letzt noch auf „Fertig stellen“.

Starten Sie jetzt die medidat-Hilfsprogramme und führen Sie eine Reindizierung durch.

Danach ist die Wartungsinstallation abgeschlossen und Sie können wieder mit medidat wie gewohnt arbeiten.